

Schick Q3 - Profi Knie



Anwenderfreundlich & praxisorientiert

AKTIONSPREIS

1399,00 € (zzgl. MwSt.)

Herstellerlistenpreis: 1989,00€

Kniesteuerung Q3 Profi komplett: Art.-Nr. 10775

- Dank neuer Technologie, lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln
- Motorhandstück mit Soft-Grip Oberfläche
- optimale Geräusch- und Wärmeisolierung
- helles OLED -Display zur übersichtlichen Darstellung wichtiger Parameter



Sie benötigen mehr Power?



Mit dem neu entwickelten Powerstick von Schick kann das Q3 Profigerät bei Bedarf nachträglich mit Zusatzleistung ausgestattet werden.

Technische Daten: Q3 Profi

Drehzahlbereich	200 - 50.000 U/min (Knieversion)
Drehmoment	9 Ncm
Nennspannung	100 - 230 Volt
Nennfrequenz	50/60 Hz
Leistung	150 Watt
Überlastschutz	Ohne Wartezeit beim Wiedereinschalten
Garantie	1 Jahr 5 Jahre Elektromotor

Handstück Q3 Profi

Durchmesser	max. 28mm
Länge	158 mm
Gewicht ohne Kabel	240 g
Gewicht mit Kabel	370 g
Kühlung	Geschlossenes System ohne Kühlung
Antriebssystem	Kollektorloser DC-Motor
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm Ø2,35 mm (Standard)
Spannzangen	Ø3,00 mm (Optional)
Werkzeugwechsel	Schnellspannung

Steuergerät: Q3 Knie

Maße	
Breite	128 mm
Höhe	208 mm
Tiefe	207 mm
Gewicht	1360 g

Nicht im Lieferumfang enthalten:

Powerstick Art.: 10745

Erhöhung der Drehzahl um 10.000U/min und 2Ncm Drehmoment

Einfacher und schneller Einsatz des Powerstick - keine Umbauten erforderlich

Nachträglich ein kräftiges Plus an Leistung ohne Anschaffung einer zusätzlichen Technikmaschine

Keine Gerätebindung, kann flexibel an verschiedenen Laborarbeitsplätzen eingesetzt werden.

Abbildung kann weitere, optional erhältliche Ausstattung enthalten. Details und Preise zu weiteren Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gerne Ihr Fachberater im Dental Depot.

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und haben eine Gültigkeit bis einschließlich 30.04.2024. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Abbildungen der Produkte können hinsichtlich der Farbe und Form abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.