

## Castellini Skema 6

### Ausstattungsmerkmale:

#### Arztelement:

- Full Touch Multimedia-Display HD und USB Anschluss
- Lichtturbinenmodul mit 4 -Wege - Midwest - Anschluss
- 2x Implantor Lichtmotor LED FLUO (mit Endofunktion)
- Zahnsteinentfernungsgerät mit Licht Typ EMS
- Mehrfunktionsspritze
- Asymetrisches Traytablett
- Pneumatische Bremse
- Vorbereitet für Multimedia



(Abbildung Beispielhaft)

#### Assistenzelement:

- Motorisch schwenkbare Speischale
- Doppelgelenkarm mit Höhenverstellung und 4 Köcher
- Großer und kleiner Sauger
- 3F-Spritze
- Wasserblock nach DVGW mit permanenter Desinfektion
- Schlauch-Autosterilsystem
- RKI-Spülung (Time Flushing)
- SHD Saugschlauch-Spülsystem
- Vorbereitet für Nassabsaugung mit Dürr MSBV

#### Patientenstuhl:

- Pneumatische dreiachsige Kopfstütze
- Absaugstopp über Bodenplatte
- Armlehne links
- Softpolster Memory Foam
- Rückenlehne Standard Castellini

#### Weitere Ausstattung:

- OP-Leuchte Venus LED MCT (Multi Colours Temperature)Behandlungsleuchte No-Touch
- Druckfußschalter Wireless
- Fremdgeräteanschluss
- Lack weiß
- 1 Jahre Garantie + 2 weitere Jahre Ersatzteilerantie (Voraussetzung Ersatzteilerantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

**Listenpreis € 55.600,--zzgl. MwSt.**

**Aktionspreis:** (incl. € 5.000,-- für Ihren Altstuhl)

**€ 32.900,-- zzgl. MwSt.**

Montage € 900,--